

KUBUS
We Are Animal Reproduction

QS 1000 ENVASADORA Y SELLADORA DE BLÍSTER AUTOMÁTICA

REF: 3780

Características QS1000

- Capacidad de producción de 1000 blisters por hora.
- Proceso completo: Corta, llena, sella y etiqueta las dosis seminales con un simple toque de pantalla.
- Sensor óptico - laser para corte y llenado de dosis para IA o PCIA.
- Pantalla táctil integrada que permite seleccionar unidades y volumen de llenado.
- El cuerpo del equipo está fabricado en fibra de vidrio, otorgando resistencia y peso ligero.
- El resto de las piezas están fabricadas en resistentes materiales de acero inoxidable y aluminio.
- Diseño de la máquina redondeada, sin hendiduras o relieves para evitar posibles focos de contaminación y con material de fibra de vidrio fácil de limpiar con un paño húmedo.
- Etiqueta personalizada directamente sobre los blisters, el usuario puede diseñar logos y texto.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- PC integrado Windows 7
- Pantalla PLC táctil
- Interfaz de usuario fácil de utilizar
- Idiomas: multilenguaje
- Dispone de un sistema de paro de emergencia
- Cambio de tubo de silicona en 2 simples pasos sin molestos tornillos.
- Conectividad mediante USB o remoto con puerto Ethernet
- Funcionamiento neumático mediante aire comprimido
- Potencia: 250 W
- Tensión: 220V
- Peso: 80 kg
- Medidas: 800x 880 x 750 cm

CONTÁCTANOS

 www.kubus-sa.com

 kubus@kubus-sa.com

 +34 91 636 02 68