

**KUBUS**

*We Are Animal Reproduction*

# ARCO DE PRESIÓN

ESTÍMULO DURANTE  
INSEMINACIÓN  
TÉCNICA MANOS  
LIBRES

REF: 6040

## Arco de presión – Características

- El arco de presión lumbar, estimula a la hembra detectada en celo.
- Elaborado con resistente material plástico LPDE que le permite tener ligereza para su manejo, al igual que la flexibilidad y tensión necesaria para mantener el reflejo de inmovilidad de la cerda.
- Cuenta con una pieza metálica elaborada en acero inoxidable para poder colocar la dosis y así facilitar la práctica de la inseminación artificial mediante la técnica manos libres.
- El arco permite la absorción de la dosis seminal de la forma más natural y permite que el técnico pueda avanzar para realizar más inseminaciones.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Peso unitario: 600 gr.
- Medidas: 51 X 33 x 28 cm.
- Caja con 20 unidades



## CONTÁCTANOS

 [www.kubus-sa.com](http://www.kubus-sa.com)

 [kubus@kubus-sa.com](mailto:kubus@kubus-sa.com)

 +34 91 636 02 68