

KUBUS

CATÉTER MELROSE CATÉTER DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CERVICAL, CON PUNTA DE ESPIRAL Y SALIDA LATERAL

REF: 8700

Fabricado en caucho

Punta de espiral fabricada en caucho. Fácilmente esterilizable por calor húmedo.

El catéter puede ser lavado y esterilizado para múltiples usos, utilizando un esterilizador de catéteres.

Formato óptimo anti contaminación

El catéter Melrose se distribuye en bolsas individuales (1x1), lo que permite que cada catéter venga esterilizado bajo los estándares de calidad de KUBUS y que se disminuya la posibilidad de contaminación del semen durante el proceso de inseminación.

Otras características

- Longitud total del tubo: 52.5 cm
- Salida lateral



MODO DE EMPLEO

1 - Introducir la punta a nivel de cérvix suavemente hasta conseguir la fijación del catéter

2 - Aplicar la dosis seminal

FORMATO DE ENVÍO



Catéter Melrose. Packs individuales.

CONTROL DE CALIDAD KUBUS

Todos los productos KUBUS son testados mediante un completo control de calidad, que incluye parámetros físicoquímicos, controles biológicos y microbiológicos.

CONTÁCTANOS

 www.kubus-sa.com

 kubus@kubus-sa.com

 +34 91 636 02 68