



KUBUS

Product catalogue

**KUBUS
SWINE ARTIFICIAL
INSEMINATION**

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA

QUALITY KNOW-HOW EXPERIENCE

CALIDAD, SABER HACER, EXPERIENCIA

K

Unique products

English KUBUS is a leading Spanish company in the manufacture of semen extenders, and equipment and material necessary for conducting artificial insemination in animals. KUBUS was founded in 1986, since then it has been exporting its products to more than 55 countries around the world, with a market share of approximately 15%.

KUBUS is recognized for the high quality and sophistication of its semen extenders, with preservation and protection ranging from short and medium to long and extra-long. Today it is more appropriate to work with the term "semen protection" rather than "duration of semen," which is where the KUBUS Extenders Quality Department focuses its R&D efforts.

Our porcine semen extenders:

- MR-A® Antiox, last generation semen extenders with extra-long duration and maximum protection.
- MR-A®, MR-A® 3 y BTS, extenders of universal preservation
- PREDIL MR-A®, synthetic seminal plasma, semen revitalizer and female activator.
- MR-A® Thaw, revitalizing extender for frozen semen.
- Sperm Guardian, concentrated sanitizing extender for semen collection.
- Liquidil Vitesse, ready-to-use extender for long preservation.

KUBUS also has a team of technicians knowledgeable on electrical engineering and automation of equipment. This team is working hard on the concept of Intelligent Insemination, which consists of a very ambitious project of complete automation of the Insemination Center.

- OCSA
- QS1000, automated blister filling, sealing, cutting, and labeling machine
- KUBUS Dispenser, kit used for the precise transfer of extender from the dilution tank to the container
- Dilution tank, programmable, stainless steel tank with capacity of 100 L
- Water bath with tap, capacity of 25 L
- Refrigerator for preservation of seminal doses at 62.6°F (17°C) with capacity of 88 L

The technical team of KUBUS collaborates with its clients in the projects of:

- Design of insemination centers and laboratories
- Training for the use of new equipment for intrauterine insemination
- Since its beginning, KUBUS has developed technologies to improve reproductive results, projects such as:
- Development of frozen semen
- Embryo transfer and vitrification techniques
- Graduated catheter to determine the sexual maturity of the nulliparous
- Hands-free technique through the insemination saddlebag
- Intrauterine insemination catheter and standardization of its technique

KUBUS



Since 1986

Spanish KUBUS es una compañía española líder en fabricación de diluyentes de semen y equipamiento y material para inseminación artificial animal. Constituida en 1986, desde su fundación ha estado exportando sus productos a más de 55 países repartidos por todo el mundo, con una cuota de mercado aprox. de 15%.

KUBUS es reconocida por la alta calidad y sofisticación de sus diluyentes de semen; con una gama de conservación y protección que va desde corta, media, larga y extra-larga. Hoy es más acertado trabajar con el término de "protección de semen" más que de "duración" de semen, y es en lo que el Departamento de Calidad de diluyentes de KUBUS centra su esfuerzo de I+D.

Nuestras marcas de diluyentes de semen porcino:

- MR-A® Antiox, última generación en diluyentes de extra-larga duración y extra protección
- MR-A®, MR-A® 3 y BTS, diluyentes de conservación universal
- PREDIL MR-A®, plasma seminal sintético, revitalizante de semen y activador de la hembra
- MR-A® Thaw, diluyente revitalizante de semen congelado
- Sperm Guardian, concentrado higienizante, especialmente diseñado para el momento de la recogida
- Liquidil Vitesse, diluyente de larga conservación listo para usar


Además KUBUS cuenta con un equipo de técnicos de electrotecnia y robotización de equipamiento que está trabajando muy duramente en el concepto Intelligent Insemination, que consiste en un proyecto muy ambicioso de completa automatización del Centro de Inseminación.

- OCSA
- QS1000, máquina de llenado, sellado, etiquetado y cortado de blíster
- KUBUS Dispenser, kit de llenado para el trasvase preciso de diluyente del tanque de dilución a la jarra
- Tanque de dilución de 100 litros, acero inoxidable programable
- Baño maría con grifo, 25 litros
- Nevera de conservación de dosis seminales a 17°C, capacidad 88L

El equipo técnico de KUBUS colabora con sus clientes en los proyectos de:

- Diseño de centros de inseminación y laboratorios
- Formación de nuevos equipos para inseminación intrauterina
- Desde sus inicios KUBUS ha desarrollado tecnologías para mejorar los resultados reproductivos, proyectos como:
- Desarrollo de semen congelado
- Técnicas de transferencia y vitrificación de embriones
- Catéter milimetrado para determinar la madurez sexual de la nulípara
- Técnica "manos libres" mediante la alforja de inseminación
- Catéter inseminación intrauterina y estandarización de su técnica

I²ntelligent nsemination



Innovation

Russian KUBUS – ведущая испанская компания по производству разбавителей семени, и оборудования и материалов, необходимых для осуществления искусственного оплодотворения животных. KUBUS был основан в 1986 г., и с тех пор экспортирует свою продукцию в более чем 55 стран по всему миру, с долей рынка 15%.

KUBUS признается за высокое качество и интеллектуальную проработанность своих разбавителей семени, с консервацией и защитой, варьирующимися от коротких до средних и от длительных до экстра-длительных. Сегодня более уместно использовать термин «защита семени» вместо термина «время действия семени», на чем фокусирует свои усилия Отдел качества разбавителей KUBUS.

Наши разбавители семени для свиней:

- MR-A® Antiox, разбавитель семени последнего поколения экстра-длительного действия и с максимальной защитой,
- MR-A®, MR-A® 3 y BTS, разбавители с универсальной консервацией
- PREDIL MR-A®, синтетическая семенная плазма, восстановитель семени и активатор для самки
- MR-A® Thaw, восстанавливающий разбавитель для замороженного семени
- Sperm Guardian, концентрированный санитарный разбавитель для сбора семени
- Liquidil Vitesse, готовый к употреблению разбавитель для длительной консервации

KUBUS также обладает командой техников, компетентных в области электрической инженерии и автоматизации оборудования. Эта команда упорно трудится над концептом Умной Инсеминации (Intelligent Insemination), который состоит из очень амбициозного проекта по полной автоматизации Инсеминационного Центра.

- OCSA
- QS1000, автоматизированная машина по заполнению, упаковыванию, обрезанию и нанесению этикетки на блистерную упаковку
- Разбавитель KUBUS, набор, используемый для точного переноса разбавителя из резервуара для разбавления в тару
- Резервуар для разбавления, программируемый резервуар из нержавеющей стали на 100 л.
- Водяная баня с краном, емкость 25 л.
- Холодильник для консервации семенных доз при 17°C емкостью 88 л.

Техническая команда компании KUBUS сотрудничает со своими клиентами в проектах по:

- Дизайну центров и лабораторий по инсеминации
- Обучению пользованию новым оборудованием для внутриматочного осеменения.

С самого начала, KUBUS развивает технологии для улучшения репродуктивных результатов, в таких проектах как:

- Развитие и улучшение замороженного семени
- Перенос эмбриона и технология витрификации
- Катетер со шкалой для определения половой зрелости нерожавшей самки
- Бесконтактная технология для инсеминации
- Катетер для внутриматочного осеменения и стандартизация его методик.

Index

6 Collection Recogida	17 Doses preservation Conservación de dosis
7 Evaluation and processing Evaluación y elaboración	17 Biosecurity Bioseguridad
12 Semen extenders Diluyentes	18 Traditional insemination catheters Catéteres inseminación tradicional
14 Seminal doses packaging Envases para dosis seminales	19 Postcervical insemination catheters Catéteres inseminación postcervical
15 Packaging equipment Equipos de envasado	20 Pregnancy detectors Detectores de gestación
16 Accessories for laboratory Accesorios para laboratorio	21 Farm equipment Material de granja



Effectiveness

Chinese KUBUS是一家致力于动物人工授精技术并专业生产精液稀释粉, 人工授精耗材及设备的西班牙公司。KUBUS成立于1986年, 产品远销世界各地的55个国家。约占15%的市场份额。

KUBUS 公司以其生产的高质量、复杂配方的精液稀释粉而著称, 根据保存时间和对精子保护程度可分为短效、中效、长效和超长效几种。当今我们更多的关注稀释粉怎样能更好的“保护精子细胞”而不是一味的追求保存精液的时间更长, 这一点正是我们公司研发部门正在关注的。

我们公司的猪用精液稀释粉:

- MR-A® Antiox抗氧化型稀释粉, 最新研发出的稀释粉, 既能够对精液长时间保存, 又能对精子细胞高度保护。
- MR-A®, MR-A® 3 y BTS长效、中效、短效, 通用型精液稀释粉。
- PREDIL MR-A®, 精子激活剂, 合成精浆, 激活精子, 刺激母猪子宫收缩。
- MR-A® Thaw, 冻精激活剂
- Sperm Guardian, 原精的净化剂
- Liquidil Vitesse, 液体稀释粉, 长效保存。

KUBUS还拥有一支技术团队, 专业的电气工程师和自动化工程师, 专注于研发人工授精智能设备服务于大型自动化的人工授精站。

- OCSA
- QS1000, 自动精液袋灌装机, 集灌装、封口、切割、贴标一体。
- KUBUS 智能分配器, 用于精准取用稀释液, 从稀释桶里定量取液。
- Dilution tank, 自动稀释桶 程序化稀释桶, 100L全不锈钢材质。
- Water bath with tap, 25L容量智能化带盖水浴锅
- Refrigerator for preservation: 88L精液储存冰箱

KUBUS技术团队给客户id提供公猪站项目的支持:

- 公猪站实验室和采精室的设计
- 公猪站新设备的使用培训和子宫内输精的技术指导

自公司成立起, KUBUS 公司不断研发创新技术提高母猪繁殖成绩, 如下:

- 冻精技术的发展
- 胚胎移植和冷冻技术
- 使用带刻度的输精管用于鉴别初产猪的生殖道发育成熟度
- 使用沙袋, 无手操作技术
- 子宫内输精管和操作规范

Available service
Consultancy
in Reproduction

Servicio disponible
Consultoría
en Reproducción

contact


C/Varsovia, nº20
28232 Las Rozas de
Madrid / Spain
Tel: (+34) 91 636 02 68
kubus@kubus-sa.com
www.kubus-sa.com

BSM[®] Boar Stud Manager

Programa de gestión de centros de inseminación

Con el sistema automatizado e interconectado de KUBUS, di adiós al bolígrafo y papel desde la recolección del verraco hasta la entrega de las dosis en la granja. Tendrás total trazabilidad de la producción de tus dosis seminales, consumibles utilizados, y análisis de datos e informes personalizados de todo el proceso de manera sencilla y eficiente.

Pen-less, paperless and intercommunicated automatized system from boar collection to farm dose delivery, allowing traceability of semen doses production, products used, and the generation of standardized and personalized reports of all the process.



ESCAÑA LOS CÓDIGOS QR PARA MAS INFORMACIÓN
SCAN THE QR CODES FOR MORE INFORMATION

²
Intelligent
Insemination
PROGRAM

POTROS DUMMY SOW

Producto Product	Ref.
1. Spermatic manos libres Handsfree	1465
1.1. Vagina Vagina	1457-002
1.2. Cubrevagina Vagina cover	1457-004
1.3. Bolsa de recogida Collection bag	1465-04A
2. Potro móvil Portable dummy sow	1456
3. Alfombra antideslizante Non-slip rubber mat	1351



TRS Ear Tag Reading System

Extracción Collection



Lector de crotales electrónico
Electronic ear tag

- Diseñado para el trabajo fácil en el foso de recogida. Ergonomic and agile design to work in the collection area.
- Trazabilidad total y seguridad. Elimina la escritura manual y evita errores humanos. Total traceability and full security, eliminating hand writing.
- El terminal se puede colgar para facilitar el trabajo en movimiento. The terminal can be hung to facilitate work on the move.
- Tecnología portátil y sin cables. Portable and wireless technology.

- Conexión con BSM®. Envío a tiempo real de la información de la recogida: volumen de diluyente, orden de trabajo y cambio de estado del proceso. Connection with BSM®. Sending collection information in real time: Semen extender volume, work order and status change.
- Imprime etiquetas de recogida especificando operario, potro y fecha. Con códigos QR para posterior lectura en OCSA®. Prints collection labels specifying operator, dummy sow and date. Generating a QR code for later reading in OCSA®.

Producto Product	Ref.
1. TRS Kubus tag reading system	4000
2. Termo de recogida 500ml Collection thermos 500 ml	1000
3. Vaso de recogida 500ml Collection cup 500ml	1051
4. Filtros de recogida Collection filters	1100
5. Bolsa de dilución sin filtro 3L Collection bag 3L	1250-100
Bolsa de dilución sin filtro 5L Collection bag 5L	1251-100
Bolsa de dilución sin filtro 10L Collection bag 10L	1254-100
6. Bolsa de recogida con filtro 3L Collection bag with filter 3L	1200
Bolsa de recogida con filtro 5L Collection bag with filter 5L	1201

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MACHOS
BOAR NUTRITIONAL SUPPLEMENT

- OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE TU VERRACO
OPTIMIZE THE PERFORMANCE OF YOUR BOAR
- PRODUCTO PREMIUM
PREMIUM PRODUCT



PRODUCTO RECOMENDADO
RECOMMENDED PRODUCT

Producto Product	Ref.
LEVAMIX NUCLEUS 5kg	7250

BSM®
Boar Stud Manager

Conexión inalámbrica a todos los equipos KUBUS.
Wireless connection to all KUBUS devices.

Mejora la eficacia, la trazabilidad y la seguridad en el CIA.
Efficiency, traceability and safety improvement in the Boar Stud.

Elimina el uso de papel y lápiz, disminuyendo la probabilidad de error humano.
Pen-less and paperless, reducing human error.

Acceso remoto a diferentes instalaciones, lo que permite realizar auditorías y supervisiones desde cualquier lugar.
Remote access to different installations, allowing audits and surveillance from any location.

Genera informes estándar y personalizados, que permiten análisis y detección de áreas de mejora.
Generates standard and personalized reports, allowing analysis and detection of areas for improvement.

Aplicación móvil para que los clientes puedan hacer su pedido de dosis.
Customer mobile app to order seminal doses.



**I²ntelligent
nsemination
PROGRAM**



Producto Product	Ref.
BSM® Software de gestión CIAs	1555
BSM® Boar Stud Manager Software	
BSM® Lite BSM® Lite	1550



Producto Product	Ref.
APP Pedidos de cliente de dosis al CIA Customer seminal dose ordering APP	1556






Producto Product	Ref.
APP de Repartidores Kubus Deliverymen's App	1557


- Fácil solicitud de dosis al CIA.
Easy request for doses to the Boar Stud.
- Seguimiento del estado del pedido, desde su registro hasta que es entregado. Status tracking of the order, from the time it is registered until it is delivered.
- Conexión de nevera en granja, para ver su temperatura en tiempo real.
Fridge connection, to see temperature in real time.
- Calculadora de fecha de parto prevista.
Farrowing calculator.
- Proporciona información sobre las entregas pendientes.
Provides information on pendent deliveries.
- Registro de todas las entregas realizadas.
Record of all made deliveries. Filter by month and year.
- Información del estado de la nevera del coche.
Delivery car fridge status information.
- Valida el contenido de los repartos.
Validates the content of the scheduled orders.




Extracción Collection



Análisis Analysis



Envasado Packing



Dilución Dilution

OCSA®
SISTEMA CASA CASA System



Análisis Analysis



Desarrollado mediante **Inteligencia Artificial y Big Data**. Development by Artificial Intelligence and Big Data.



Permite ajustar **parámetros espermáticos**. Allows adjustment spermatic parameters.



Alto nivel de reconocimiento de imagen, detecta correctamente **diferentes formas anormales y aglutinaciones**. High image recognition, detects different abnormal forms and agglutinations.



Genera etiquetas para el dispenser y QS1000. Generates labels for dispenser and QS1000.



Configuración y personalización del programa. Program configuration and customization.



Amplia gama de periféricos para una mejor experiencia del analista. Wide range of accessories for a better analyst experience.



Diseño de **interfaz amigable**. User-friendly interface design.



Genera el informe o espermiograma. Generates spermogram report.




Estandariza procesos, evita posibles errores humanos. Standardizes processes, avoiding human error.

Producto Product	Ref.
OCSA BASIC	
1. Cámara HD HD Camera	
2. Microscopio trinocular Triocular microscope	
3. Controlador de temperatura de la platina Stage temperature controller	
4. Monitor PC Screen	
5. Teclado y ratón Keyboard & mouse	
6. Ordenador PC	3119

Producto Product	Ref.
OCSA FULL EQUIPE	
1. Cámara HD HD Camera	
2. Microscopio trinocular Triocular microscope	
3. Controlador de temperatura de la platina Stage temperature controller	
4. Monitor PC Screen	
5. Teclado y ratón Keyboard & mouse	
6. Ordenador PC	
7. Balanza Scale	
8. Pedal de captura Capture foot pedal	
9. Impresora de etiquetas Label printer	
10. Lector QR QR scanner	3118

K6
CÁMARA DE RECUENTO SPERM CELL COUNTING CHAMBER



Producto Product	Ref.
1. K6. 6 cámaras de recuento, 25 placas K6. 6 chambers, 25 slides	2945
2. K4. 4 cámaras de recuento, 25 placas K4. 4 chambers, 25 slides	2947


MICROSCOPIOS MICROSCOPES



Producto Product	Ref.
Microscopio binocular Binocular microscope	3012-ESP

Producto Product	Ref.
Microscopio trinocular con campo claro Trinocular brightfield microscope	3008-00T
Microscopio trinocular con contraste de fase Trinocular phase-contrast microscope	3118-007

PIPETAS PIPETTES



Producto Product	Ref.
1. Pipeta electrónica 0,5-10µL Electronic pipette 0,5-10µL	2365-010
2. Pack 3 pipetas 20, 200 y 1000 µL 3 pipettes pack 20, 200 y 1000 µL	2352-000



Producto Product	Ref.
1. Cámara full HD de microscopio para ocular Full HD microscope camera for ocular	3022
2. Láminas portaobjetos, 50 und. Microscope slide, 50 units.	2500-050
3. Aceite de inmersión 100 ml Immersion oil, 100 ml	3099
Láminas cubreobjetos, 18x18 mm, 200uds. Microscope coverslide, 18x18 mm, 200 uds.	2510-200

PLACAS CALENTABLES DE MESA TABLE SLIDE WARMERS



Producto Product	Ref.
1. HeatSperm. Placa calentable 26 tubos HeatSperm. 26 tubes warmer	3135
2. Placa calentable digital KUBUS KUBUS Digital slide warmer	3130-110

BAÑOS MARÍA WATER BATHS



Producto Product	Ref.
1. Baño maría inox digital 25L Stainless steel digital water bath 25L	220 V 3255 110 V 3255-110
2. Baño maría digital plástico 12L Plastic digital waterbath 12L	220 V 3242 110 V 3242 - 110

CONSULTA MÁS MODELOS
CONTACT US FOR ADDITIONAL MODELS



Análisis Analysis

CONTADORES DE CELULAS ESPERMÁTICAS SPERM CELL COUNTERS



Producto Product	Ref.
Cámara Bürker con pinzas Bürker chamber with clamps	2520
Cubreobjetos de Bürker Bürker coverslips	2521

Producto Product	Ref.
Colorímetro Biochrom Colorimeter Biochrom	3481
Cubeta PS macro 100 uds Cuvettes PS macro 100 units	2850

Producto Product	Ref.
Nucleocounter SP-100 Nucleocounter SP-100	3460

BALANZAS SCALES



AMPLIA BASE
WIDE BASE

Producto Product	Ref.
Balanza 6 kg. Protección contra líquidos 6 kg Scale. Liquids protection	3145


ACCESORIOS DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN
EVALUATION & PROCESSING ACCESSORIES



Producto Product	Ref.
1. Cloruro sódico 1kg Sodium chloride 1kg	2559-1K0
2. Formaldehído al 40% 1L 40% Formaldehyde 1L	2560-1K0

Producto Product	Ref.
3. Solución salina formulada 200ml concentrada para 1L Saline formaldehyde concentrate solution, 200ml for 1L	2557-200
4. Parafilm Parafilm	4220-001

TERMÓMETROS THERMOMETERS



Producto Product	Ref.
1. Termómetro de varilla Solid-stem thermometer	4503
2. Termómetro infrarrojos Infrared thermometer	4515
3. Termómetro de máxima y mínima Max & min thermometer	4510


AGITADOR E IMAN
STIRRER & MAGNET



Producto Product	Ref.
1. Agitador electromagnético con calefacción Electromagnetic stirrer with heating	3208
2. Imán de 28mm 28mm magnet	3220-28

DISPENSADOR KUBUS KUBUS DISPENSER

Producto Product	Ref.
Kubus dispenser 6L/min	3550
Tubo de silicona 10x14mm Silicone tube 10x14mm	3550-003



New
Nuevo



LEE CÓDIGO QR
READS QR CODES



TRASVASE DE LÍQUIDOS CON
SEGURIDAD Y PRECISIÓN SECURE AND
ACCURATE LIQUID TRANSFER



PROCESO AUTOMÁTICO, SIN PÉRDIDA
DE TIEMPO AUTOMATIC PROCESS, NO
WASTE OF TIME



PANTALLA TACTIL MEJORADA
IMPROVED TOUCHSCREEN



Dilución Dilution

TANQUE DE DILUCIÓN KUBUS 100 L
KUBUS DILUTION TANK 100 L

Producto Product	Ref.
Tanque de dilución Kubus 100 L Kubus dilution tank 100 L	3325



AHORRO DE TIEMPO
TIME SAVING

Best
in the
market


TANQUE EN ACERO INOXIDABLE Y CON RUEDAS
STAINLESS STEEL TANK WITH WHEELS

PROGRAMADOR DE TEMPERATURAS Y TIEMPOS
PROGRAMABLE TIME AND TEMPERATURE

FÁCIL LIMPIEZA
EASY TO CLEAN



ACCESORIOS DE TANQUE TANK ACCESSORIES



Producto Product	Ref.
Bolsa para tanque de dilución Kubus 100L Bag for Kubus dilution tank 100L	1260-100

Producto Product	Ref.
Balanza con ruedas para tanque de dilución 100L Wheeled scale for Kubus dilution tank 100L	3325-003

Producto Product	Ref.
Bomba peristáltica digital KUBUS 6L KUBUS digital peristaltic pump 6L	3570
Tubo de silicona #36 Silicone tube #36	3570-003

DILUYENTES KUBUS SEMEN EXTENDERS



MR-A®	Ref.
Para 1L For 1L	0001-001
Para 5L For 5L	0001-005
Para 20L For 20L	0001-020
Para 50L For 50L	0001-050
Para 100L For 100L	0001-100

MR-A® ANTIOX	Ref.
Para 1L For 1L	0050-001
Para 5L For 5L	0050-005
Para 20L For 20L	0050-020
Para 50L For 50L	0050-050
Para 100L For 100L	0050-100

MR-A® 3	Ref.
Para 1L For 1L	0200-001
Para 5L For 5L	0200-005
Para 20L For 20L	0200-020
Para 50L For 50L	0200-050
Para 100L For 100L	0200-100

MR-A®

- DILUYENTE DE LARGA DURACIÓN**
LONG-TERM SEMEN EXTENDER
- MEJORA LOS RESULTADOS DE FERTILIDAD**
IMPROVES THE FERTILITY AND PROLIFCACY RESULTS
- DISMINUYE LA PRECIPITACIÓN DE PROTEÍNAS**
REDUCING THE PRECIPITATION OF PROTEINS
- CONTROLAR DE MANERA ÓPTIMA EL CRECIMIENTO BACTERIANO**
OPTIMALLY CONTROLLING BACTERIAL GROWTH

MR-A® ANTIOX

- DILUYENTE DE EXTRA LARGA DURACIÓN Y MÁXIMA PROTECCIÓN**
EXTRA LONG-TERM AND HIGHEST PROTECTION SEMEN EXTENDER
- MINIMIZA LOS PROBLEMAS DE AGLUTINACIÓN**
MINIMIZES AGGLUTINATION PROBLEMS
- PROTEGE LA ESTABILIDAD DEL MATERIAL GENÉTICO ESPERMÁTICO**
PROTECTS THE STABILITY OF THE SPERM'S GENETIC MATERIAL
- RECOMENDADO EN TRANSPORTES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA**
MEDIUM AND LONG DISTANCE TRANSPORTATION

MR-A® 3

- DILUYENTE DE MEDIA DURACIÓN**
MEDIUM-TERM PRESERVATION SEMEN EXTENDER
- EVITA LA PROLIFERACIÓN BACTERIANA.**
AVOIDS BACTERIAL PROLIFERATION
- PERMITE UNA RÁPIDA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MEMBRANA ESPERMÁTICA**
ALLOWS A RAPID STABILIZATION AND NUTRITION OF THE SPERMATIC CELL

LIQUIDIL VITESSE



Producto Product	Ref.
Liquidil Vitesse 5L	0400-005
Liquidil Vitesse 10L	0400-010
Liquidil Vitesse 20L	0400-020

- READY TO USE**
LISTO PARA USAR
- TO PRESERVE**
CONSERVANTE
- TIME SAVING**
AHORRO DE TIEMPO

MR-A® ANTILEPTOSPIRA

SPECIAL AGAINST LEPTOSPIRA
ESPECIAL CONTRA LEPTOSPIRA

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0060-001



MR-A® ANTICONTAMINACIÓN

SPECIAL FOR PSEUDOMONAS, SERRATIA AND PROTEUS
ESPECIAL PARA PSEUDOMONAS, SERRATIA Y PROTEUS

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0070-001



PREDIL MR-A® PLASMA SEMINAL SINTÉTICO SYNTHETIC SEMINAL PLASMA

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0700-001

- AUMENTA LA PROLIFICIDAD**
IMPROVES PROLIFCITY
- REVITALIZANTE DE SEMEN FRESCO**
TO REVITALIZE FRESH SEMEN



SPERM GUARDIAN

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0100-001

- Preparación para la dilución**
Preparation for dilution
- Medio protector e higienizante para recolección de semen.**
High protection and hygienizing medium for collection of semen.
- Contiene antioxidantes, anti-aglutinantes, vitaminas, inhibidores de actividad enzimática y antimicrobiana.**
Contains antioxidants, anti-clumping components, vitamins, enzymatic activity inhibitors, and antimicrobial agents.



MR-A® THAW

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0500-001

- REVITALIZANTE DE SEMEN CONGELADO**
TO REVITALIZE FROZEN SEMEN
- MEJORA LOS RESULTADOS DEL SEMEN CONGELADO**
IMPROVES FROZEN SEMEN RESULTS



AGUA DESIONIZADA DEIONIZED WATER

- DISEÑADO PARA SU EXPORTACIÓN**
DESIGNED TO BE EXPORTED
- MAXIMA CALIDAD**
HIGHEST QUALITY
- AHORRO DE TIEMPO**
TIME SAVING

Producto Product	Ref.
5L Bag in Box 5L	0900-005
20L Bag in Box 20L	0900-020
600L Pallet 30X20L	0900-600



BTS-M



Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0300-001
Para 5L For 5L	0300-005
Para 100L For 100L	0300-100

- CONSERVANTE DE CORTA DURACIÓN**
SHORT PRESERVATION
- FORMULA MEJORADA**
IMPROVED FORMULA

Consultar combinación antibiótica bajo prescripción veterinaria
Check available antibiotic combination on vet's prescription



¿Tranquilidad o economía? ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar ante las contingencias?

Los diluyentes son como todas las cosas en la vida: las hay regulares, buenas, mejores y excelentes. Un diluyente excelente, es decir, de extra larga conservación y de alta protección, protege ante mayor diversidad de eventos, manteniendo la calidad y la viabilidad del semen durante todos los procesos que sufre desde la eyacuación hasta la fecundación: extracción, dilución, envasado, transporte, almacenamiento y preparación antes de la inseminación. Siempre es mejor usar diluyentes de alta protección, proporcionan nutrientes y protectores de última generación para las partes más sensibles de la célula espermática: mitocondria, membrana y ADN. El resultado se demuestra anualmente con mejores valores de fertilidad y prolificidad.

Peace of mind or economy? How much are you willing to risk in the face of contingencies?

Extenders are like all things in life: there are regular, good, better and excellent. An excellent extender, meaning an extra long conservation and high protection extender, protects against a wide range of challenges to maintain the quality and viability of the semen during all the processes it undergoes from the boar to the sow: collection, dilution, packaging, transport, storage and preparation before insemination. It is always best to use high protection extenders, they provide nutrients and the latest generation of protectors for the most sensitive parts of the sperm cell: mitochondria, membrane and DNA. The result is demonstrated annually with better fertility and prolificacy results.



BLISTERS QSBag

Producto Product	Ref.
QSBag 90ml	5538-045
QSBag 60ml	5538-060
Bliester Genérico	5538-090



QS HANDY

Producto Product	Ref.
Selladora manual 4 blisters 4 bags manually sealed	3770



BOMBA PERISTÁLTICA CON PANTALLA TÁCTIL PERISTALTIC PUMP WITH TACTILE SCREEN

Producto Product	Ref.
Bomba peristáltica con pantalla táctil 2,5L/min 2.5L/min Peristaltic pump with tactile screen	3568
Tubo de silicona #18 Silicone tube #18	3780-001



TUBOS TUBES



✓ FOR 6 TUBES PARA 6 TUBOS



Producto Product	Ref.
Tubo 90ml punta flexible y abrefácil 90 ml tube with flexible neck & twist off tip	5570
Selladora automática 6 tubos 6 tubes automatic sealer	3675

BOTELLAS BOTTLES



Producto Product	Ref.
Botella tapón abrefácil 90ml Verde/Amarillo/Rojo/Blanco 90ml Green/Yellow/Red/White bottle with twist off cap	5500

GUANTES GLOVES



ETIQUETADORA LABELLER/LABELS



Producto Product	Ref.
1. Impresora de etiquetas Labels printer	33780-001
2. Etiquetas Labels	3780-004

Producto Product	Ref.
1. Guantes vinilo sin polvo 100 uds. Vinyl gloves powder free 100 units	4183 S/M/L
2. Guantes látex sin polvo 100uds. Latex gloves powder free 100 units	4040 S/M/L
3. Guantes de nitrilo sin polvo 100uds. Nitrile gloves powder free 100 units	4162 S/M/L
4. Guantes desechables 100uds. Disposable gloves 100 units	4200

QS1000



Envasado Packing

1000 BLISTERS POR HORA
1000 BLISTERS PER HOUR

LLENA, CORTA, SELLA Y ETIQUETA
FILLS, SEALS, CUTS AND PRINTS LABELS

FÁCIL LIMPIEZA
EASY TO CLEAN



LEE CÓDIGO QR
READS QR CODES

QS500

500 BLISTERS POR HORA
500 BLISTERS PER HOUR

LLENA, CORTA Y SELLA
FILLS, SEALS AND CUTS

FÁCIL LIMPIEZA
EASY TO CLEAN



Producto Product	Ref.
Máquina de blíster QS1000 Blister Machine QS1000	3780
Lector de QR QR Scanner	3780-015
Máquina de blíster QS500 Blister Machine QS500	3779

⚠ NECESITAN COMPRESOR DE AIRE, NO ESTÁ INCLUIDO
REQUIRES AN AIR COMPRESSOR, NOT INCLUDED

MATRAZ ERLLENMEYER FLASK

Producto Product	Ref.
Matraz aforado con tapón 100ml Volumetric flask 100ml	crystal/glass 2200-100 plástico/plastic 2230-100



PROBETAS MEASURING CYLINDERS

Producto Product	Ref.
Probeta de plástico: 50ml/250ml/2000ml Polypropylene grad. cylinder: 50ml/250ml/2000ml	2290
Probeta de vidrio: 100ml/250ml/500ml/1000ml Glass grad. cylinder: 100ml/250ml/500ml/1000ml	2250



JARRAS/VASO JARS/GLASS BEAKER

Producto Product	Ref.
1. Jarras de polipropileno: 2000ml/3000ml/5000ml Polypropylene jars: 2000ml/3000ml/5000ml	2150
2. Vaso precipitado vidrio: 250ml/ 400ml/ 500ml/ 1000ml/ 2000ml/ 3000ml/ 5000ml Glass beaker: 250ml/ 400ml/ 500ml/ 1000ml/ 2000ml/ 3000ml/ 5000ml	2000



FRASCO LAVADOR FLUSHING BOTTLE

Producto Product	Ref.
1. Frasco lavador, 500ml Flushing bottle, 500ml	2662-500



POLIESTIRENO POLYSTYRENE

Producto Product	Ref.
Tubos de poliestireno con tapón Polystyrene tubes with cap	2703-010



✓ QUICK BACTERIOLOGICAL CONTROL
CONTROL RÁPIDO BACTERIOLÓGICO



Producto Product	Ref.
1. Laminocultivo Contact slide	2550
2. Colorante para diferenciar eyaculados Dye to differentiate between ejaculates	1301
3. Tinción diff-quick Diff-quick stain	CDTQ-250
4. Tinción azul anilina Aniline blue stain	2561

ESTUFA 40°-250° C STOVE 40°-250° C

Producto Product	Ref.
Estufa esterilización 40-250°C Sterilization stove 104-482 °F 20L / 40L / 70L / 130L	3423



✓ FOR GLASS STERILIZATION
PARA ESTERILIZACIÓN VIDRIO
✓ TO WARM UP MATERIAL
FOR COLLECTION
PARA ATEMPERAR MATERIAL
RECOGIDA

ESCURRIDOR DRAINING RACK

Producto Product	Ref.
Escurreidor Draining rack	4360



NEVERA PARA CONSERVACIÓN DE SEMEN
SEMEN PRESERVATION UNIT



Conservación Storage

Producto Product	Ref.
Nevera para conservación de semen 130L Cooling unit for semen preservation 130L	3352
Nevera para conservación de semen 88L Cooling unit for semen preservation 88L	3350



NEVERAS PORTÁTILES PORTABLE COOLERS

Producto Product	Ref.
1. Nevera portátil 21 l 10-40°C, 350 x 270 x 208mm, 6 Kg, 45 w 12 V DC Portable cooler 21 l 10-40°C, 350 x 270 x 208mm, 6 Kg, 45 w 12 V DC	3365
2. Nevera portátil 35 l 10-40°C, 360 x 345 x 243mm, 8 Kg, 45 w 12 V DC Portable cooler 35 l 10-40°C, 360 x 345 x 243mm, 8 Kg, 45 w 12 V DC	3367
3. Nevera portátil 110 l 10-40°C, 500 x 790 x 550mm, 28 Kg, 108 w 12 V DC Portable cooler 110 l 10-40°C, 500 x 790 x 550mm, 28 Kg, 108 w 12 V DC	3368
4. Nevera portátil 125 l 10-40°C, 330 x 620 x 390mm, 28 Kg, 108 w 12 V DC Portable cooler 125 l 10-40°C, 330 x 620 x 390mm, 28 Kg, 45 w 12 V DC	3375



CAJAS POLIESTIRENO
POLYSTYRENE BOXES

Producto Product	Ref.
1. Caja isotérmica de aluminio sothermal aluminum box	5010
2. Caja poliestireno 380, 60-70 dosis. Polystyrene box 380, 60-70 doses.	5001
3. Caja poliestireno 250, 25-30 dosis. Polystyrene box 250, 25-30 doses.	5000



DATALOGGER DE TEMPERATURA
TEMPERATURA DATALOGGER

Producto Product	Ref.
1. Datalogger de temperatura digital con sonda interna Digital temperature DataLogger with internal probe	4524
2. Datalogger de temperatura desechable Disposable temperature DataLogger	4532-200



✓ DOWNLOAD DATA TO PC
DESCARGA LOS DATOS AL PC
✓ FOR TRACEABILITY
PARA TRAZABILIDAD



BIOSEGURIDAD BIOSECURITY


DESINFECTANTE DISINFECTANT

Producto Product	Ref.
1. Detergente con desinfectante 3,8L Detergent with disinfectant, 3.8L	4240-3K8
2. Alcohol etílico 99,5° 5L Ethyl alcohol 99.5° 5L	4255-005
3. Jabón líquido neutro 5L Neutral liquid soap 5L	4241-005



CONSUMIBLES GRANJA
FARM CONSUMABLES

Producto Product	Ref.
1. Mono desechable: XL, 2XL, 3XL Disposable coverall: XL, 2XL, 3XL	4060
2. Bata desechable Disposable lab coat	4053
3. Cubrezapatos desechable Disposable shoe coverse	4081
4. Mascarilla desechable esférica Round mask disposable	4030
5. Gorro desechable Disposable round mask	4021



GEL LUBRICANTE LUBRICANT GEL

- ✓ PARA USO EN TODO TIPO DE INSEMINACIONES
RECOMMENDED FOR ALL TYPES OF INSEMINATION
- ✓ PARA USO EN CATÉTERES
FOR CATHETER USE
- ✓ EFECTO ANTISÉPTICO
ANTISEPTIC EFFECT

Producto Product	Ref.
1L Caja 20ud Box 20ud	1560
5L Caja 4ud Box 4ud	1561



CATÉTER ESPIRAL SPIRAL CATHETER



Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8000-001
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8000-005


CATÉTER ESPIRAL BLANDO SOFT SPIRAL CATHETER



Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8150-001
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8150-005




CATÉTER ESPONJA NULIPARAS GILT FOAM CATHETER



Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8550-001
Bolsa 1x5 Bag 5x1	8550-005

CATÉTER ESPONJA MULTIPARAS SOW FOAM CATHETER



Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8500-001
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8500-005

Sin trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8505-005

CATÉTER ESPONJA CON GEL LUBRICATED FOAM TIP CATHETER

Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1/ Bag 1x1	8560-001



TIME SAVING
AHORRO TIEMPO

READY TO USE
LISTO PARA USAR

✓ PRACTICAL AND EASY
PRÁCTICO Y FÁCIL

CATÉTER ESPIRAL MILIMETRADO MILIMETERED SPIRAL CATHETER

Product Product	Ref.
Catéter milimetrado Milimetered catheter	8200

✓ ESPECIAL PARA EL ESTUDIO
DE TU GANADO
SPECIAL FOR YOUR FARM
STUDIES



All catheter models have
En todos los modelos catéteres

500 UNIT
per box
UDS.
por caja



✓ PRODUCTO RECOMENDADO
DURANTE LA INSEMINACIÓN
RECOMMENDED PRODUCT
DURING INSEMINATION

TOALLITAS DESINFECTANTES / DISINFECTING WIPES

Producto Product	Ref.
Toallitas desinfectantes cubo 800 Disinfecting wipes bucket 800	7100-800



✓ TO CLEAN BEFORE EXTRACTION
LIMPIEZA ANTES DE EXTRACCIÓN

✓ TO CLEAN BEFORE INSEMINATION
LIMPIEZA ANTES DE INSEMINACIÓN

CATÉTERES INSEMINACIÓN POSTCERVICAL CATHETERS POSTCERVICAL INSEMINATION

Producto Product	Ref.
1. Intrauterino espiral blando con trasera y sonda T 1x1 Spiral postcervical T tip 1x1	8410-IT1
2. Intrauterino esponja multipara y sonda T 1x1 Foam postcervical T tip 1x1	8601-IT1


✓ ALL CATHETERS CAN COME WITH A POSTCERVICAL CANNULA INSIDE
TODOS LOS CATÉTERES PUEDEN VENIR CON LA CÁNULA INTRAUTERINA MONTADA

✓ ALTA CALIDAD HIGHEST QUALITY ✓ POSTCERVICAL



TRIPLE

Product Product	Ref.
Cánula T. Punta triple para inseminación intrauterina Bolsa 1x5. Caja 1000 uds T-cannula. Triple tip for intrauterine insemination Bag 1x5. Box 1000 unit	8901-10




CÁNULA CANNULA

CATÉTER ESPIRAL IBÉRICA INTRAUTERINO IBERIAN SPIRAL CATHETER INTRAUTERINE


Product Product	Ref.
3. Intrauterino bolsa 1x1 Intrauterine bag 1x1	8413-1b1
3. Tradicional bolsa 1x5 Traditional bag 1x5	8300

✓ ADAPTADO PARA LA LONGITUD DEL
APARATO GENITAL DE LA HEMBRA IBÉRICA
ADAPTED TO THE LENGTH OF THE IBERIAN
FEMALE'S REPRODUCTIVE SYSTEM



ARCO DE INSEMINACIÓN AI BUDDY

Product Product	Ref.
Arco de inseminación AI Buddy	6040



✓ HANDS FREE TECHNIQUE
TÉCNICA MANOS LIBRES

W3 Ecógrafo inalámbrico Wireless scanner

✓ Sonda sectorial
SECTORIAL PROBE

Producto Product	Ref.
Ecógrafo Inalámbrico W3 Wireless Scanner W3	3910E
Ecógrafo Inalámbrico W3 con lector de crotal Wireless Scanner W3 with ear tag reader	3911
Tablet	3916



MKS PRO ECÓGRAFO SCANNER



Producto Product	Ref.
1. Sonda Convexa Probe Convex	3905-CO
2. Sonda Linear Probe Linear	3909-LI
3. Sonda Microconvex Probe Microconvex	3906-LI
4. Sonda Rectal linear Probe Rectal Linear	3907-RE
5. Tablet	3918

FATSCAN SCANNER FATTENING SCANNER



Producto Product	Ref.
Ecógrafo KUBUS Fatscan Fatscan Scanner	3906

✓ ESPECÍFICO PARA MEDIR GRASA DORSAL, PROFUNDIDAD Y ÁREA DEL LOMO.
SPECIFIC TO MEASURE BACK FAT, DEPTH AND LOIN AREA.

GEL TRANSMISOR ULTRASONIDO ULTRASOUND TRANSMISSION GEL

Producto Product	Ref.
Gel transmisor ultrasonidos 5 L Ultrasound transmission gel 5 L	1570




MEDIDOR DE GRASA DORSAL LEAN METER



✓ BACK-FAT MEASUREMENT
MEDIDOR GRASA DORSAL

Producto Product	Ref.
Medidor grasa dorsal Renco Lean meter Renco	3845



MATERIAL DE GRANJA FARM EQUIPMENT

MARCADOR MARKER



Product Producto	Ref.
1. Marcador rápido spray Quick marking spray	7010
2. Lápiz marcador Marking stick	7011

LÁMPARAS INFRARROJOS INFRARED LAMPS

Product Producto	Ref.
Infrarrojos bombilla roja Infrared red bulb	7071
Infrarrojos bombilla blanca Infrared white bulb	7070
Infrarrojos bombilla roja de cristal duro Infrared red bulb with tough glass	7072
Infrarrojos bombilla blanca de cristal duro Infrared white bulb with tough glass	7075

✓ DIFFERENT WATTS AVAILABLE
DIFERENTES VATIOS DISPONIBLES



JERINGUILLA SYRINGE



Product Producto	Ref.
Jeringuilla 5 ml Syringe 5 ml	6241
Jeringuilla 10 ml Syringe 10 ml	6242
Jeringuilla 20 ml Syringe 20 ml	6243

TATUADORA TATTOOING FORCEPS

Product Producto	Ref.
Tatuadora Haupner doble fila 5+5 Tattooing Haupner double row 5+5	6194



COMEDERO LECHONES PIGGLET FEEDER

Producto Product	Ref.
Comedero lechón pequeño Small pigglet feeder	6060
Comedero lechón grand Large pigglet feeder	6061



✓ PRACTICAL AND CONVENIENT
PRÁCTICO Y CÓMODO

BEBEDERO LECHONES PIGGLET DRINKER



Producto Product	Ref.
Bebedero lechones Pigglet Feeder	6100

TOLVA FEEDER




Producto Product	Ref.
Comedero con protección Protected feeder	6086

✓ HIGH QUALITY
ALTA CALIDAD

CROTALES EAR TAGS

Producto Product	Ref.
Crotales Ear tags	7026




CORTACOLAS DE GAS GAS TAIL CUTTER

Producto Product	Ref.
Cortacolas de gas Gas tail cutter	6160



SLAT DESTETE MADRES 60X80 CONFORT WINNING SLAT MOTHERS COMFORT

Producto Product	Ref.
1. Slat Destete Madres 60X80 Confort Slat Destete Madres 60X80 Confort	7122
2. Gancho pesalechones Pigglet weighing hook	3157



PANEL SEPARADOR SEPARATOR PANEL

Producto Product	Ref.
Panel separador grande Large separator panel	6001
Panel separador mediano Medium separator panel	6002
Panel separador pequeño Small separator panel	6003



KUBUS ALTRENOGEST

Altrenogest KUBUS, es un progestágeno oralmente activo que tiene una acción similar a la de la progesterona natural, impidiendo que la hembra salga en celo. **Altrenogest KUBUS** is an orally active progestogen that has an action similar to that of natural progesterone, preventing the female from coming into estrus.

El tratamiento con Altrenogest ayuda a regular el ciclo estral de las cerdas, lo que permite un mejor control de la ovulación y mejora la tasa de concepción.

Treatment with Altrenogest helps regulate the sow's estrous cycle, which allows better control of ovulation and improves conception rate.



Altrenogest KUBUS 4 mg/ml solución oral. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 4130 ESP / KUBUS LAB S.A. / C/Varsovia, 20. Las Rozas de Madrid. 28232. España Tel.: (0034) 916360268 kibus@kibus-sa.com / directortecnico@kibus-sa.com / Cada ml contiene: Sustancia activa: Altrenogest .40 mg / Especies de destino Porcino (cerdas reproductoras). **Indicaciones de uso:** Sincronización del estro / **Contraindicaciones:** No administrar a machos, no administrar a cerdas con infecciones uterinas, no administrar en cerdas nulíparas en las que no se haya producido el primer celo. // **Precauciones especiales para su uso en animales:** Administrar sobre el alimento tomando las precauciones necesarias para que sólo sea ingerido por el animal objeto del tratamiento. El alimento medicado no consumido deberá ser eliminado de forma segura y, en ningún caso, se administrará a otro animal. No superar la dosis indicada. Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano. // **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Las mujeres embarazadas, que crean que puedan estarlo, así como las mujeres en edad fértil, deben evitar todo contacto con el medicamento. Este medicamento no debe ser manipulado por personas con tumores dependientes de progesterona (confirmados o sospechados) o que padezcan trastornos tromboembólicos. Las personas con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Debe evitarse el contacto directo con la piel. Usar un equipo de protección personal consistente en guantes y mono al manipular el medicamento. Los guantes porosos pueden dejar que el medicamento entre en contacto con la piel. La absorción transeutánea puede ser incluso mayor cuando la zona está recubierta con material oclusivo, como guantes de goma o de látex. Cualquier contacto accidental con la piel debe lavarse inmediatamente con agua y jabón. Lavarse las manos después del tratamiento y antes de comer. En caso de producirse una exposición accidental con los ojos, aclarar con abundante agua durante 15 minutos. Buscar atención médica. Efectos de una sobreexposición: una absorción accidental repetida puede generar una interrupción del ciclo menstrual, contracciones uterinas o abdominales, aumento o disminución de la hemorragia uterina, prolongación de la gestación o dolor de cabeza. En caso de sobreexposición consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta / Tiempo(s) de espera Carne: 9 días. // En caso de duda consulte a su veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario

KUBUS PRODUCTS ARE AVAILABLE IN MORE THAN 55 COUNTRIES

LOS PRODUCTOS DE KUBUS ESTÁN DISPONIBLES EN MÁS DE 55 PAÍSES

MEXICO / MÉXICO
VIETNAM
BRAZIL / BRASIL
RUSSIA / RUSIA
USA / EE.UU.
FRANCE / FRANCIA
CHINA
JAPAN / JAPÓN
ITALY / ITALIA
PORTUGAL
CHILE
ARGENTINA
COLOMBIA
GUATEMALA
SOUTH KOREA / COREA DEL SUR
CAMBODIA / CAMBOYA
MALASIA
INDONESIA
TAIWAN
LAOS
ROMANIA / RUMANÍA
UNITED KINGDOM / REINO UNIDO
CYPRUS / CHIPRE
BULGARIA
AND MANY MORE! ...
Y ¡MUCHOS MÁS! ...

KUBUS

ORDER NOW! ¡HAZ TU PEDIDO!

Contact Contacto

C/ Varsovia, nº20
28232 Las Rozas de Madrid
Madrid / Spain
Tel: (+34) 91 636 02 68
kubus@kubus-sa.com

www.kubus-sa.com